

Linea protezione - Categoria I

Camici Monouso

Camici Monouso in PLP CE – Misura Unica – Chiusura posteriore tramite lacci (collo e vita) – Polsini elastici – 100% Polipropilene (peso 50 g/mq) - DPI di Categoria I – *Produzione Italiana*

Cod BCCAM500 - Camici Monouso in TNT in buste da 10 pz

confezioni 500 pz




Cuffie Monouso

Cuffie rotonde Monouso con elastico in PLP CE – Misura Unica – 100% Polipropilene (peso 50 g/mq) - DPI di Categoria I - *Produzione Italiana*

Cod BCCUFF500 - Cuffie Monouso in TNT in buste da 10 pz

confezioni 500 pz





Sovrascarpe Monouso

Sovrascarpe Monouso con elastico in PLP **CE** – Misura Unica – 100% Polipropilene (peso 50 g/mq) - DPI di Categoria I - *Produzione Italiana*

Cod BCCSC500 - Sovrascarpe Monouso in TNT in buste da 10 paia

confezioni 500 paia



Gambali Monouso

Gambali Monouso in PLP con elastico e laccio di regolazione alla caviglia **CE** – Misura Unica – 100% Polipropilene (peso 50 g/mq) - DPI di Categoria I - *Produzione Italiana*

Cod BCCALZ500 – Gambali Monouso in TNT in buste da 10 paia

confezioni 500 paia



Categoria I - Dispositivi Medici Registrati

Presso il Ministero della Salute

Camici Monouso

Camici Monouso in PLP CE – Misura Unica – Chiusura posteriore tramite lacci (collo e vita) – Polsini elastici – 100% Polipropilene idrorepellente (peso 50 g/mq) – DM di Categoria I Registrato presso il Ministero della Salute – Disponibile in versione verde (cod -1) - *Produzione Italiana*

Cod BCMCM004 - Camici Monouso in TNT in buste da 5 pz

confezioni 500 pz



Cuffie Monouso

Cuffie rotonde Monouso con elastico in PLP CE – Misura Unica – 100% Polipropilene idrorepellente (peso 50 g/mq) - DM di Categoria I Registrato presso il Ministero della Salute – Disponibile in versione verde (cod -1) - *Produzione Italiana*

Cod BCMCM001 - Cuffie Monouso in TNT

confezioni 500 pz





Sovrascarpe Monouso

Sovrascarpe Monouso con elastico in PLP **CE** – Misura Unica – 100% Polipropilene idrorepellente (peso 50 g/mq) - DM di Categoria I Registrato presso il Ministero della Salute – Disponibile in versione verde (cod -1) - *Produzione Italiana*

Cod BCMCM006 - Sovrascarpe Monouso in TNT

confezioni 500 paia



Gambali Monouso

Gambali Monouso in PLP con elastico e laccio di regolazione alla caviglia **CE** – Misura Unica – 100% Polipropilene idrorepellente (peso 50 g/mq) - DM di Categoria I Registrato presso il Ministero della Salute – Disponibile in versione verde (cod -1) - *Produzione Italiana*

Cod BCMCM003 – Gambali Monouso in TNT

confezioni 500 paia





Camici protettivi - Categoria III



Scheda Tecnica

Camice

Codice	Descrizione
CAM-M-01	Camice in tessuto non tessuto chiusura sul retro con lacci e polsini elastici.
DPI Categoria 3 conforme alle norme UNI EN 14126:2004 UNI EN ISO 13688:2013	

Produttore

Descrizione

Camice in TNT100% polipropilene + membrana in poliuretano
peso 58 +/- 5% gr/mq

Colore bianco
Taglia unica

Cod BCCAM-M-01 Camici Monouso TNT Categoria III (buste 10 pz)

Conf. 80 pz